



SOMNOwatch™ Produktkatalog Juni 2009





Inhalt

1 SOMNOwatch™ PLUS SETS

2 SOMNOwatch™ SETS

3 EINZELKOMPONENTEN UND AUFRÜST-KITS

3a SOMNOwatch™ UND SOMNOwatch™ PLUS

3b SOMNOwatch™ PLUS

4 ACCESSOIRES

5 COMPUTER

6 MONITORE





7 VERBRAUCHSMATERIAL



1 SOMNObatch™ plus Sets

Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
SOWP200		SOMNObatch™ plus Aktigraphie - Bewegung, Körperlage, Patientenmarker, Umgebungslicht Im Lieferumfang enthalten: - Basisgerät - Armband Größe M - Tasche - Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät) - Software (2 Lizenzen)
SOWP100		Erweiterungs-Gerät: wie SOWP200 ohne Software und Dockingstation
SOWP220		SOMNObatch™ plus Respiratorisches Screening - Flow, Schnarchen, CPAP-Druck - Abdomen-/Thorax-Effort - SPO2, Pulsrate - Bewegung, Körperlage, Patientenmarker, Umgebungslicht Im Lieferumfang enthalten: - Basisgerät inkl. respiratorischem Modul - 2 induktive (RIP) Effortgurte - Fingersensor für Pulsoximetrie - wahlweise Soft-Silikon oder FlexiWrap - 1 Pack Nasenbrillen (10 Stück) - Brustgurthalterung + Brustgurt Größe L - Tasche - Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät) - Software (2 Lizenzen) DOMINO light
SOWP220A		Erweiterungs-Gerät: wie SOWP220 ohne Software und Dockingstation






Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
SOWP230		SOMNOWatch™ plus BP <ul style="list-style-type: none">- 3-Kanal EKG- kontinuierlicher systolischer + diastolischer Blutdruck (PTT)- SPO2, Pulsrate, peripherer Fingerpuls- Umgebungslicht, Bewegung, Körperlage, Patientenmarker Im Lieferumfang enthalten: <ul style="list-style-type: none">- Basisgerät inkl. BP-Modul- Fingersensor für Pulsoximetrie wahlweise Soft-Silikon oder FlexiWrap- 1 Pack Einmalelektroden für EKG- Brustgurthalterung + Brustgurt Größe L- Tasche- Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät)- Software (2 Lizenzen)
SOWP230A		Erweiterungs-Gerät: wie SOWP230 ohne Software und Dockingstation
SOWP240		SOMNOWatch™ plus R & K <ul style="list-style-type: none">- EXG-Kanäle (1 x EEG, 2 x EOG, 1 x EMG)- Umgebungslicht, Bewegung, Körperlage, Patientenmarker Im Lieferumfang enthalten: <ul style="list-style-type: none">- Basisgerät- EXG-Headbox (wahlweise mit Druckknopfkabel und 1 Pack Einmalelektroden oder GRASS-Goldnapfelektroden und EC2 Paste)- Brustgurthalterung + Brustgurt Größe L + Schultergurt- Tasche- Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät)- Software (2 Lizenzen)
SOWP240A		Erweiterungs-Gerät: wie SOWP240 ohne Software und Dockingstation











2 SOMNOWatch™ Sets

Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
SOW200		<p>SOMNOWatch™ Set für Aktigraphie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewegung, Körperlage, Patientenmarker, Umgebungslicht <p>Im Lieferumfang enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basisgerät - Armband Größe M - Tasche - Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät) - Software (2 Lizenzen)
SOW100		<p>Erweiterungs-Gerät:</p> <p>wie SOW200 ohne Software und Dockingstation</p>
SOW210		<p>SOMNOWatch™ Set für Aktigraphie + PLM-Analyse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewegung, Körperlage, Patientenmarker, Umgebungslicht <p>Im Lieferumfang enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basisgerät - Armband Größe M, Fußband - Tasche - Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät) - Software (2 Lizenzen) <p>>>>Messung an einem Bein<<<</p>
SOW211		<p>SOMNOWatch™ Set für Aktigraphie + PLM-Analyse an beiden Beinen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewegung, Körperlage, Patientenmarker, Umgebungslicht <p>Im Lieferumfang enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basisgerät - externes Aktivitäts-Sensor-Kit - Armband Größe M, 2 x Fußband - Tasche - Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät) - Software (2 Lizenzen) + PLM Analyse
SOW212		<p>SOMNOWatch™ Set für Aktigraphie + PLM-Analyse beide Beine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewegung, Körperlage, Patientenmarker, Umgebungslicht <p>Im Lieferumfang enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basisgerät - externes PLM/EMG Sensor Kit - Armband Größe M, Fußband - Tasche - Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät) - Software (2 Lizenzen) + PLM Analyse








Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
SOW220		SOMNOWatch™ Set für respiratorisches Screening und Aktigraphie (zur Erfassung von Atemfrequenz + Schnarchen) - Bewegung, Körperlage, Patientenmarker, Umgebungslicht Im Lieferumfang enthalten: - Basisgerät - externes respiratorisches Sensor Kit - Brustgurthalterung + Brustgurt Größe L - Armband Größe M - Tasche - Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät) - Software (2 Lizenzen) + respiratorische Analyse
SOW230		SOMNOWatch™ Set für Langzeit-EKG und Aktigraphie - Bewegung, Körperlage, Patientenmarker, Umgebungslicht Im Lieferumfang enthalten: - Basisgerät - externes EKG Sensor Kit - 1-Kanal-EKG-Ableitung - Brustgurthalterung + Brustgurt Größe L - Armband Größe M - Tasche - Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät) - Software (2 Lizenzen) + Analyse EKG
SOW240		SOMNOWatch™ Set für Langzeit-EEG und Aktigraphie - Bewegung, Körperlage, Patientenmarker, Umgebungslicht Im Lieferumfang enthalten: - Basisgerät - externes EEG Sensor Kit – 1-Kanal-EEG-Ableitung A1/FP2 - Brustgurthalterung + Brustgurt Größe L - Armband Größe M - Tasche - Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät) - Software (2 Lizenzen) + Analyse Schlafstadienbest. + FFT-Modul






**3 Einzelkomponenten und Aufrüst-Kits****3a SOMNOWatch™ und SOMNOWatch™ plus (für beide Produkte verwendbar)**

Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
SOW105		DOMINO light Software Initialisierung, Datentransfer und Analyse
SOW104		DOMINO light LINK Software
SOW110		Option: DOMINO light - PLM und Bewegungsanalysemodul
SOW106		SOMNOWatch™ Dockingstation inklusive USB Kabel und Ladegerät
SOW115		PLM/Acti Sensor Kit Im Lieferumfang enthalten: - externer Actimeter für PLM Messungen am zweiten Bein - Fußband - Bewegungsanalysemodul
SOW116		PLM/EMG Sensor Kit Im Lieferumfang enthalten: - EMG Sensor für PLM Messungen am zweiten Bein - 30 Einmal-Elektroden - Bewegungsanalysemodul
SOW120		Respiratorisches Sensor Kit Im Lieferumfang enthalten: - Drucksensor - 10 Einmal-Nasenkanülen - Brustgurthalterung + Brustgurt L
SOW125		CPAP Sensor Kit Im Lieferumfang enthalten: - CPAP-Drucksensor 0-20 mbar - Anschlusschläuche - Brustgurthalterung + Brustgurt L



Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
SOW130		EKG Sensor Kit Im Lieferumfang enthalten: <ul style="list-style-type: none">- EKG Sensor- 30 Einmal-Elektroden- Brustgurthalterung + Brustgurt L
SOW131		EKG-Sensor Kit mit langem Kabel (2m) Im Lieferumfang enthalten: <ul style="list-style-type: none">- EKG Sensor mit langem Kabel für gleichzeitige PLM+EKG-Messung- 30 Einmal-Elektroden- Brustgurthalterung + Brustgurt L
SOW140		EEG Sensor Kit Im Lieferumfang enthalten: <ul style="list-style-type: none">- EEG Sensor- 30 Einmal-Elektroden- Brustgurthalterung + Brustgurt L
SOW141		EEG Sensor Kit mit langem Kabel (2m) Im Lieferumfang enthalten: <ul style="list-style-type: none">- EEG Sensor mit langem Kabel für gleichzeitige PLM+EEG-Messung- 30 Einmal-Elektroden- Brustgurthalterung + Brustgurt L
SOW150		Körpertemperatur Kit Im Lieferumfang enthalten: <ul style="list-style-type: none">- externer Anschlussadapter- Körperkerntemperatursonde- 10 Einmal-Sondenschutzhüllen

**3b SOMNOWatch™ plus**







Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
SOWP221		SOMNOWatch™ plus Respiratorisches Screening <ul style="list-style-type: none">- Flow, Schnarchen, CPAP-Druck- Abdomen-/Thorax-Effort- SPO2, Pulsrate Im Lieferumfang enthalten: <ul style="list-style-type: none">- Respiratorisches Modul- 2 induktive (RIP) Effortgurte- Fingersensor für Pulsoximetrie - wahlweise Soft-Silikon oder FlexiWrap- 1 Pack Nasenbrillen (10 pcs.)- Brustgurt Gr. L
SOWP231		SOMNOWatch™ plus BP <ul style="list-style-type: none">- 3-Kanal EKG- kontinuierlicher systolischer + diastolischer Blutdruck (PTT)- SPO2, Pulsrate, peripherer Fingerpuls Im Lieferumfang enthalten: <ul style="list-style-type: none">- BP-Modul- Fingersensor für Pulsoximetrie wahlweise Soft-Silikon oder FlexiWrap- 1 Pack Einmalelektroden für EKG- Brustgurt Gr. L
SOWP241		SOMNOWatch™ plus R & K <ul style="list-style-type: none">- EXG-Kanäle (1 x EEG, 2 x EOG, 1 x EMG) Im Lieferumfang enthalten: <ul style="list-style-type: none">- EXG-Headbox (wahlweise mit Druckknopf-kabel und 1 Pack Einmalelektroden oder GRASS-Goldnapfelektroden und EC2 Paste)- Brustgurt Gr. L + Schultergurt
SEWP150		Fingerclip Soft Silikon SpO2, Größe M, mit 90° MiniMed-Stecker, wiederverwendbar
SEWP151		Wrap-Fingersensor SpO2, mit 90° MiniMed-Stecker, wiederverwendbar



4 Accessoires

Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
SOW001		Armband S – Größe S Armumfang ca. 13-20cm
SOW002		Armband M – Größe M Armumfang ca. 19-23cm
SOW003		Armband L – Größe L Armumfang ca. 23-30cm
SOW004		PVC Armband (benötigt kleinen Uhrenschraubenzieher) Armumfang ca. 15-20cm
SOW005		Fußband – Einheitsgröße
SOW007		Natur Kautschuk Armband (benötigt kleinen Uhrenschraubenzieher) Armumfang ca. 15-20cm
SOW010		Brustgurthalterung (benötigt zusätzlich einen Brustgurt) Gurtbreite 38mm, Gurtlänge 15cm
SEN238		Brustgurt S – Größe S Gurtbreite 38mm, Gurtlänge 75cm
SEN239		Brustgurt M – Größe M Gurtbreite 38mm, Gurtlänge 95cm
SEN240		Brustgurt L – Größe L Gurtbreite 38mm, Gurtlänge 120cm
SEN228		Brustgurt XXL – Größe XXL Gurtbreite 38mm, Gurtlänge 145cm
SOW070		Tasche für den ambulanten Einsatz der SOMNOWatch

**5 PC + Netzwerkkomponenten**

Art.Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
KOMP34		PC Aufnahme- und Analysestation Aktuelle CPU, mind. 4 GB Hauptspeicher, mind. 320 GB Festplatte, Grafikkarte, Floppy-Laufwerk, Tastatur, Maus, CD/DVD-Brenner (+/- RW), Betriebssystem Microsoft Windows XP OEM, Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Outlook) OEM, 3 Jahre Vor-Ort-Service
KOMP23		Notebook Aufnahme- und Analysestation Aktueller Intel Prozessor, Speicher: 4GB, Festplatte: 160GB 8x DVD+/-RW Laufwerk 15,4" TFT, Auflösung 1920 x 1200, Betriebssystem Microsoft Windows XP OEM, Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Outlook) OEM, 3 Jahre Vor-Ort-Service
KOMP32		Notebook Aufnahme- und Analysestation Aktueller Intel Prozessor, Speicher: 4GB, Festplatte: 200GB 8x DVD+/-RW Laufwerk 17" TFT, Auflösung 1920 x 1200 Betriebssystem Microsoft Windows XP OEM, Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Outlook) OEM, 3 Jahre Vor-Ort-Service
KOMP29		Gigabit Switch 8-Port
KOMP28		Gigabit Switch 16-Port
KOMP41		Gigabit Switch 24-Port









6 Monitore

Art.Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
KOMP26A		22" TFT - Flachbildmonitor Wide Screen Auflösung 1680 x 1050 inkl. aktiver Stereolautsprecher
KOMP38		24" TFT-Flachbildmonitor Wide Screen Auflösung 1920 x 1200 inkl. aktiver Stereolautsprecher
KOMP44		27" TFT-Flachbildmonitor Wide Screen Auflösung 1920 x 1200 inkl. aktiver Stereolautsprecher



7 Verbrauchsmaterial

Art.Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
SEN115		Nasenbrille Nasaler Druckaufnehmer für Erwachsene mit Luer-Lock Anschluss male 1/8" Schlauchlänge 60 cm VPE: 10 Stück
SEN115A		Nasenbrille LC (Low Comfort) Nasaler Druckaufnehmer für Erwachsene mit Luer-Lock Anschluss male Schlauchlänge 60 cm VPE: 10 Stück
SEN116		Nasenbrille Nasaler Druckaufnehmer für Kinder mit Luer-Lock Anschluss male Schlauchlänge 210 cm VPE: 10 Stück
SEN117		Nasenbrille Nasaler Druckaufnehmer für Neonaten mit Luer-Lock Anschluss male Schlauchlänge 210 cm VPE: 10 Stück
SEN118		Nasen-/Mundbrille Nasaler/Oraler Druckaufnehmer für Erwachsene mit Luer-Lock Anschluss male Schlauchlänge 60 cm VPE: 10 Stück
SEN121		Nasenbrille (geteilt) Geteilte Drucküberwachungs- und Gasprobenahme-Brille (nasal) Schlauchlänge 210 cm VPE: 10 Stück



Art.Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
SEN216		FlexiWrap für Fingerclip 8000J Erwachsene VPE: 25 Stück
SEN223		FlexiWrap für Fingerclip 8001J Neonaten VPE: 25 Stück
SEN221		FlexiWrap für Fingerclip 8008J Kinder VPE: 25 Stück
SEN006		Einmal-Elektroden mit Druckknopf Hydrogel, Ø 24 mm, Ag/AgCl -Sensor, Schaumstoff VPE: 50 Stück
SEN010		Einmal-Elektroden Silber / Silberchlorid: 32x32mm, selbstklebend mit Druckknopfanschluss VPE: 50 Stück
SEN011		Einmal-Elektroden Silber / Silberchlorid: Ø 30mm, selbstklebend mit Druckknopfanschluss VPE: 30 Stück
SEN012		Einmal-Elektroden Ag/AgCl, 28 x 45 mm selbstklebend mit Druckknopfanschluss, VPE: 30 Stück
SEN016		Einmal-Elektroden Silber / Silberchlorid (T 604): Ø 60mm, selbstklebend mit Druckknopfanschluss VPE: 25 Stück
SEN017		Einmal-Elektroden Silber / Silberchlorid (F521): oval 35x54mm, selbstklebend mit Druckknopfanschluss, VPE: 30 Stück
SEN030		Nuprep Hautreinigungscreme, Inhalt: 114g pro Tube VPE: 3 Stück
SEN032		Ten20 Elektrodenleitcreme, (pastös) Inhalt: 100g pro Tube
SEN034		EC2 Elektrodencreme, (selbstklebend / pastös), Inhalt: 100g pro Tube VPE: 10 Stück
SEN553		TempaSept Einmal-Sondenschutzhüllen (bereits mit Vaseline überzogen) VPE: 1.000 Stück