



SOMNOwatch™ plus **Produktkatalog**

gültig ab 01. Januar 2012





INDEX

- 1 SOMNOwatch™ plus Sets - Mehrkanalig**
- 2 SOMNOwatch™ plus Sets - Einkanalig**
- 3 SOMNOwatch™ plus Upgrade-Sets - Mehrkanalig**
- 4 SOMNOwatch™ plus Upgrade-Sets - Einkanalig**
- 5 PC- und Netzwerkkomponenten**
- 6 Software-Lizenzen**
- 7 Zubehör**
- 8 EEG-Elektroden**
- 9 Gurte**
- 10 Verbrauchsmaterial**





Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
----------	-----------	---------------------

1 SOMNOwatch™ plus Sets - Mehrkanalig

SOWP220		SOMNOwatch™ plus RESP Respiratorisches Screening <u>13 Kanäle:</u> Atemfluss + Schnarchen (Staudruck), 2 RIP Effort, SpO2, Pulsrate, Körperlage, Bewegung (x,y,z-Achse), CPAP-Druck, Umgebungslicht, Patientenmarker Im Lieferumfang enthalten: Basisgerät SOMNOwatch™ plus, 2 Induktive Effortgurte Abdomen/Thorax Gr. L + Brustgurthalterung, SpO2 Fingerclip - wahlweise Soft Silikon oder FlexiWrap (Erwachsene), RESP-Modul + 1 Pack Nasenbrillen (10 Stk.), CPAP-Adapter, Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät), Bedienungshandbuch, Tasche, Software DOMINO light (2 Lizenzen)
SOWP220A		Erweiterungs-Gerät: wie SOWP220 ohne Software und Dockingstation
SOWP230		SOMNOwatch™ plus BP Kontinuierliche nichtinvasive Blutdruckmessung <u>14 Kanäle:</u> 3 EKG (Syst./Diast. BD), SpO2, Pulsrate, Plethysmogramm Körperlage, Bewegung (x,y,z-Achse), Umgebungslicht, Patientenmarker Im Lieferumfang enthalten: Basisgerät SOMNOwatch™ plus, Brustgurt Gr. L + Brustgurthalterung, SpO2 Fingerclip - wahlweise Soft Silikon oder FlexiWrap (Erwachsene), BP-Modul + 1 Pack EKG-Klebeelektroden (50 Stk.), Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät), Bedienungshandbuch, Tasche, Software DOMINO light (2 Lizenzen)
SOWP230A		Erweiterungs-Gerät: wie SOWP230 ohne Software und Dockingstation
NEU SOWP250		SOMNOwatch™ plus EEG 6 Langzeit-EEG-Messung <u>15 Kanäle:</u> 6 EEG/EOG, 1 EMG/EKG + REF + kontinuierliche Impedanz, Körperlage, Bewegung (x,y,z-Achse), Umgebungslicht, Patientenmarker Im Lieferumfang enthalten: Basisgerät SOMNOwatch™ plus, Gurtset Thorax/Schulter Gr. L + Brustgurthalterung, EEG 6 -Modul + 10 GRASS Goldnapfelektroden (10 mm mit Loch, Kabellänge 76 cm), EC2 Elektrodencreme (selbstklebend), NUPREP Hautreinigungscreme, Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät), Bedienungshandbuch, Tasche, Software DOMINO light (2 Lizenzen)
NEU SOWP250A		Erweiterungs-Gerät: wie SOWP250 ohne Software und Dockingstation



Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
NEU SOWP260		SOMNOwatch™ plus ET Langzeit-Ohrtemperaturmessung (Zirkadiane Rhythmik) <u>7 Kanäle:</u> Temperatur, Körperlage, Bewegung (x,y,z-Achse), Umgebungslicht, Patientenmarker Im Lieferumfang enthalten: Basisgerät SOMNOwatch™ plus, Gurtset Thorax/Schulter Gr. L + Brustgurthalterung, ET-Modul, Ohrmuschelhalterung mit Präzisionsthermistor, Ohreinsätze in 3 Größen (je 10 Stk.), Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät), Bedienungshandbuch, Tasche, Software DOMINO light (2 Lizenzen)
NEU SOWP260A		Erweiterungs-Gerät: wie SOWP260 ohne Software und Dockingstation



Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
----------	-----------	---------------------

2 SOMNOwatch™ plus Sets - Einkanalig

NEU

NEU



NEU

NEU





NEU

SOWP200		<p>SOMNOwatch™ plus ACTI Aktigraphie 6 Kanäle: Körperlage, Bewegung (x,y,z-Achse), Umgebungslicht, Patientenmarker Im Lieferumfang enthalten: Basisgerät SOMNOwatch™ plus, Armband Gr. M, Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät), Bedienungshandbuch, Tasche, Software DOMINO light (2 Lizenzen)</p>
SOWP100		<p>Erweiterungs-Gerät: wie SOWP200 ohne Software und Dockingstation</p>
SOWP310		<p>SOMNOwatch™ plus ACTI + PLM-Analyse PLM-Messung an einem Bein 7 Kanäle: PLM, Körperlage, Bewegung (x,y,z-Achse), Umgebungslicht, Patientenmarker Im Lieferumfang enthalten: Basisgerät SOMNOwatch™ plus, Armband Gr. M, Fußgurt, Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät), Bedienungshandbuch, Tasche, Software DOMINO light (2 Lizenzen) inkl. PLM-Analyse-Modul</p>
SOWP311		<p>SOMNOwatch™ plus ACTI + PLM-Analyse (Aktivität) PLM-Messung an beiden Beinen 8 Kanäle: 2 PLM, Körperlage, Bewegung (x,y,z-Achse), Umgebungslicht, Patientenmarker Im Lieferumfang enthalten: Basisgerät SOMNOwatch™ plus, Armband Gr. M, 2 x Fußgurt, Externer Aktivitätssensor, Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät), Bedienungshandbuch, Tasche, Software DOMINO light (2 Lizenzen) inkl. PLM-Analyse-Modul</p>
SOWP312		<p>SOMNOwatch™ plus ACTI + PLM-Analyse (EMG) PLM-Messung an beiden Beinen 8 Kanäle: 2 PLM, Körperlage, Bewegung (x,y,z-Achse), Umgebungslicht, Patientenmarker Im Lieferumfang enthalten: Basisgerät SOMNOwatch™ plus, Armband Gr. M, Fußgurt, PLM-Sensor + 1 Pack Einmalelektroden (30 Stk.), Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät), Bedienungshandbuch, Tasche, Software DOMINO light (2 Lizenzen) inkl. PLM-Analyse-Modul</p>
SOWP320		<p>SOMNOwatch™ plus ACTI + Respiratorisches Screening Atemfluss/Schnarchen 8 Kanäle: Atemfluss + Schnarchen (Staudruck), Körperlage, Bewegung (x,y,z-Achse), Umgebungslicht, Patientenmarker Im Lieferumfang enthalten: Basisgerät SOMNOwatch™ plus, Brustgurt Gr. L + Brustgurthalterung, CPAP-Drucksensor + 1 Pack Nasenbrillen (10 Stk.), CPAP-Adapter, Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät), Bedienungshandbuch, Tasche, Software DOMINO light (2 Lizenzen)</p>
SOWP330		<p>SOMNOwatch™ plus ACTI + 1-Kanal-EKG Langzeit-EKG-Messung 7 Kanäle: EKG, Körperlage, Bewegung (x,y,z-Achse), Umgebungslicht, Patientenmarker Im Lieferumfang enthalten: Basisgerät SOMNOwatch™ plus, Brustgurt Gr. L + Brustgurthalterung, EKG-Sensor + 1 Pack EKG-Klebelektroden (50 Stk.), Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät), Bedienungshandbuch, Tasche, Software DOMINO light (2 Lizenzen)</p>



Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
NEU SOWP340		SOMNOwatch™ plus ACTI + 1-Kanal-EEG Langzeit-EEG-Messung <u>7 Kanäle:</u> EEG, Körperlage, Bewegung (x,y,z-Achse), Umgebungslicht, Patientenmarker Im Lieferumfang enthalten: Basisgerät SOMNOwatch™ plus, Brustgurt Gr. L + Brustgurthalterung, EEG-Sensor+ 1 Pack Einmalelektroden (30 Stk.), Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät), Bedienungshandbuch, Tasche, Software DOMINO light (2 Lizenzen)
NEU SOWP350		SOMNOwatch™ plus ACTI + Rektal-Temperatur Langzeit-Körperkerntemperatur-Messung <u>7 Kanäle:</u> Temperatur, Körperlage, Bewegung (x,y,z-Achse), Umgebungslicht, Patientenmarker Im Lieferumfang enthalten: Basisgerät SOMNOwatch™ plus, Brustgurt Gr. L + Brustgurthalterung, Rektaltemperatur-Sonde, Messadpater + Sondenschutzhüllen (10 Stk.), Dockingstation (inkl. USB-Kabel + Ladegerät), Bedienungshandbuch, Tasche, Software DOMINO light (2 Lizenzen)



Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
3 SOMNOwatch™ plus Upgrade-Sets - Mehrkanalig		
SOWP221		SOMNOwatch™ plus RESP Upgrade-Set Sensorset für bestehende SOMNOwatch™ plus Im Lieferumfang enthalten: 2 Induktive Effortgurte Abdomen/Thorax Gr. L + Brustgurthalterung, SpO2 Fingerclip - wahlweise Soft Silikon oder FlexiWrap (Erwachsene), RESP-Modul + 1 Pack Nasenbrillen (10 Stk.), CPAP-Adapter, Bedienungshandbuch
SOWP231		SOMNOwatch™ plus BP Upgrade-Set Sensorset für bestehende SOMNOwatch™ plus Im Lieferumfang enthalten: Brustgurt Gr. L + Brustgurthalterung, SpO2 Fingerclip - wahlweise Soft Silikon oder FlexiWrap (Erwachsene), BP-Modul + 1 Pack EKG-Klebeelektroden (50 Stk.), Bedienungshandbuch
SOWP251		SOMNOwatch™ plus EEG 6 Upgrade-Set Sensorset für bestehende SOMNOwatch™ plus Im Lieferumfang enthalten: Gurtset Thorax/Schulter Gr. L + Brustgurthalterung, EEG 6 -Modul + 10 GRASS Goldnapfelektroden(10 mm mit Loch, Kabellänge 76 cm), EC2 Elektrodencreme (selbstklebend), NUPREP Hautreinigungscreme, Bedienungshandbuch
SOWP261		SOMNOwatch™ plus ET Upgrade-Set Sensorset für bestehende SOMNOwatch™ plus Im Lieferumfang enthalten: Gurtset Thorax/Schulter Gr. L + Brustgurthalterung, ET-Modul, Ohrmuschelhalterung mit Präzisionsthermistor, Ohreinsätze in 3 Größen (je 10 Stk.), Bedienungshandbuch










NEU

NEU



Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
----------	-----------	---------------------

4 SOMNOWatch™ plus Upgrade-Sets - Einkanalig


SOW115		PLM-Sensorset (Aktivität) Im Lieferumfang enthalten: Fußgurt, Externer Aktivitätssensor, PLM-Analysenmodul
SOW116		PLM-Sensorset (EMG) Im Lieferumfang enthalten: PLM-Sensor + 1 Pack Einmalelektroden (30 Stk.), PLM-Analysenmodul
SOW117		EDA-Sensorset Bestimmung der elektrischen Hautaktivität Im Lieferumfang enthalten: EDA-Sensor + 1 Pack Einmalelektroden (15 Stk.)
SOW120		Respiratorisches Sensorset Im Lieferumfang enthalten: Brustgurt Gr. L + Brustgurthalterung, CPAP-Drucksensor + 1 Pack Nasenbrillen (10 Stk.), CPAP-Adapter
SOW130		EKG-Sensorset (Kabellänge 40 cm) Im Lieferumfang enthalten: Brustgurt Gr. L + Brustgurthalterung, EKG-Sensor + 1 Pack EKG-Klebeelektroden (50 Stk.)
SOW131		EKG-Sensorset (Kabellänge 200 cm) Im Lieferumfang enthalten: Brustgurt Gr. L + Brustgurthalterung, EKG-Sensor + 1 Pack EKG-Klebeelektroden (50 Stk.)
SOW140		EEG-Sensorset (Kabellänge 100 cm) Im Lieferumfang enthalten: Brustgurt Gr. L + Brustgurthalterung, EEG-Sensor + 1 Pack Einmalelektroden (30 Stk.)
SOW141		EEG-Sensorset (Kabellänge 200 cm) Im Lieferumfang enthalten: Brustgurt Gr. L + Brustgurthalterung, EEG-Sensor + 1 Pack Einmalelektroden (30 Stk.)
SOW150		Körperkerntemperatur-Sensorset Im Lieferumfang enthalten: Brustgurt Gr. L + Brustgurthalterung, Temperatur-Sonde, Messadpater + Sondenschutzhüllen (10 Stk.)





Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
----------	-----------	---------------------

5 PC- und Netzwerkkomponenten


NEU
↓

KOMP34W7B		<p>PC Aufnahme- und Analysestation IntelCore i5 3,10 GHz, 2x2 GB Arbeitsspeicher, 500 GB Festplatte (7200 U/min), Grafikkarte: Sandybridge (1920x1200), Kartenleser 19-in-1, 8 x Slimline DVD+/- RW, Gigabit LAN, Tastatur, Maus, Betriebssystem Microsoft Windows 7 Pro 64 Bit OEM, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point, Outlook) OEM, 3 Jahre vor Ort Service</p>
-----------	---	---


NEU
↓

KOMP34W7X	 	<p>Set bestehend aus PC und Monitor PC - Aufnahme- und Analysestation: IntelCore i5 3,10 GHz, 2x2 GB Arbeitsspeicher, 500 GB Festplatte (7200 U/min), Grafikkarte: Sandybridge (1920x1200), Kartenleser 19-in-1, 8 x Slimline DVD+/- RW, Gigabit LAN, Tastatur, Maus, Betriebssystem Microsoft Windows 7 Pro 64 Bit OEM, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point, Outlook) OEM, 3 Jahre vor Ort Service</p> <p>Monitor: 23" TFT (1920x1080)</p>
-----------	--	--

NEU
↓

KOMP23W7B		<p>Notebook Aufnahme- und Analysestation Intel HD Graphics 3000 IntelCore i5 2,3 GHz 15,6" TFT (1920x1080), 2 x 2 GB Arbeitsspeicher, 320 GB Festplatte (7200 U/min), DVD+/- RW Laufwerk, Bluetooth, WLAN (802.11n), 9-Zellen-Akku, Betriebssystem Microsoft Windows 7 Pro 64 Bit OEM, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point, Outlook) OEM, 3 Jahre vor Ort Service</p>
-----------	--	---


NEU
↓

KOMP26C		<p>23" DELL Monitor UltraSharp TFT-Flachbildmonitor Format 16:9 Auflösung 1920x1080</p>
---------	---	--


NEU
↓


KOMP38B		<p>24" DELL Monitor UltraSharp TFT-Flachbildmonitor Format 16:10 Auflösung 1920x1200</p>
---------	---	---

↓
↓
↓

KOMP29		Gigabit Switch 8-Port
--------	---	------------------------------

KOMP28		Gigabit Switch 16-Port
--------	---	-------------------------------

KOMP41		Gigabit Switch 24-Port
--------	---	-------------------------------



KOMP40		<p>Wireless Access Point Router – für den Aufbau eines WLAN-Netzwerks</p>
--------	---	--



Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
----------	-----------	---------------------

6 Software-Lizenzen

NEU

SOW105		DOMINO light Zusatz-Softwarelizenz
SOW104		DOMINO light Software-Option: LINK zur Zusammenführung von Messungen
SOFTEKG		Holter EKG Software-Lizenz inkl. USB Stick, Anleitung und Freischaltung in der DOMINO light Software

7 Zubehör

NEU





NEU

SEWP150		SpO2-Fingerclip Soft Silikon mit 90° MiniMed-Stecker, wiederverwendbar
SEWP151		SpO2-Fingerclip Wrap mit 90° MiniMed-Stecker, wiederverwendbar
SEWP152		Adapterkabel von Sub-D-9 auf MiniMed 90° zur Verwendung von Standard-NONIN SpO2-Sensoren
SOW080		Tasche für SOMNOWatch™ plus und Module
SOW106		SOMNOWatch™ plus Dockingstation inkl. USB-Kabel + Ladegerät















Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
----------	-----------	---------------------

8 EEG-Elektroden

F-E5GH30 F-E5GH48		GRASS Goldnapfelektroden 10 mm mit Loch 2 mm, farblich sortiert, 10 Stk./Box Kabellänge 76 cm Kabellänge 122 cm
F-E5SHC-30 F-E5SHC-48		GRASS Silber-Silberchloridnapfelektroden 10 mm mit Loch 2 mm, farblich sortiert, 10 Stk./Box Kabellänge 76 cm Kabellänge 122 cm
F-E5SH30 F-E5SH48		GRASS Silbernapfelektroden 10 mm mit Loch 2 mm, farblich sortiert, 10 Stk./Box Kabellänge 76 cm Kabellänge 122 cm
SEN018		Anschlusskabel für Einmalelektroden mit Druckknopf und Safelead-Stecker Ø 1,5 mm, Kabellänge 80 cm, farblich sortiert, 10 Stk./Pack










ACHTUNG: Weitere Längen/Größen sind auf Anfrage erhältlich!

9 Gurte

SOW001		Armband - Gr. S Umfang: ca. 13 - 20 cm
SOW002		Armband - Gr. M Umfang: ca. 19 - 23 cm
SOW003		Armband - Gr. L Umfang: ca. 23 - 30 cm
SOW004		PVC-Armband Benötigt kleinen Uhrenschraubenzieher! Umfang: ca. 15 - 20 cm
SOW005		Fußband – Einheitsgröße
SOW007		Natur-Kautschuk-Armband Benötigt kleinen Uhrenschraubenzieher! Umfang: ca. 15 - 20 cm
SOW010		Brustgurthalterung für Standard-Abdomen- und Thoraxgurt Breite 38 mm, Länge 15 cm
SOW011		Brustgurthalterung für induktive Effortgurte Breite 40 mm, Länge 15 cm
SEN235		Gurt-Set - Gr. S Abdomen- und Thoraxgurt mit Klickverschluss, Schultergurt, Breite 38 mm, Umfang: ca. 64 - 88 cm
SEN229		Gurt-Set - Gr. M Abdomen- und Thoraxgurt mit Klickverschluss, Schultergurt, Breite 38 mm, Umfang: ca. 74 - 109 cm
SEN234		Gurt-Set - Gr. L Abdomen- und Thoraxgurt mit Klickverschluss, Schultergurt, Breite 38 mm, Umfang: ca. 86 - 134 cm
SEN236		Gurt-Set - Gr. XXL Abdomen- und Thoraxgurt mit Klickverschluss, Schultergurt, Breite 38 mm, Umfang: ca. 99 - 159 cm

NEU



Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
SEN238		Abdomen-/Thorax-Gurt - Gr. S mit Klick- und Klettverschluss, dehnbar, Breite 38 mm, Länge 75 cm, Umfang: ca. 64 - 88 cm
SEN239		Abdomen-/Thorax-Gurt - Gr. M mit Klick- und Klettverschluss, dehnbar, Breite 38 mm, Länge 95 cm, Umfang: ca. 74 - 109 cm
SEN240		Abdomen-/Thorax-Gurt - Gr. L mit Klick- und Klettverschluss, dehnbar, Breite 38 mm, Länge 120 cm, Umfang: ca. 86 - 134 cm
SEN228		Abdomen-/Thorax-Gurt - Gr. XXL mit Klick- und Klettverschluss, dehnbar, Breite 38 mm, Länge 145 cm, Umfang: ca. 99 - 159 cm
SEN243		Schultergurt - Gr. L mit Klettverschluss, dehnbar Breite 38 mm, Länge 100 cm
SEN660		Induktive Effortgurte – Gr. S Kinder (2 Stk./Pack) Umfang: ca. 50 - 75 cm
SEN661		Induktive Effortgurte – Gr. M Kinder und Erwachsene (2 Stk./Pack) Umfang: ca. 60 - 90 cm
SEN662		Induktive Effortgurte – Gr. L Erwachsene (2 Stk./Pack) Umfang: ca. 80 - 120 cm
SEN663		Induktive Effortgurte – Gr. XXL Erwachsene (2 Stk./Pack) Umfang: ca. 100 - 150 cm

NEU

NEU

















NEU

NEU



Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
----------	-----------	---------------------

14 Verbrauchsmaterial

SEN115		Nasenbrille HC (High Comfort) Erwachsene Nasaler Druckaufnehmer mit Luer-Lock Anschluss male 1/8", Schlauchlänge 60 cm, 10 Stk./Pack
SEN116		Nasenbrille Kinder Nasaler Druckaufnehmer mit Luer-Lock Anschluss male 1/8", Schlauchlänge 210 cm, 10 Stk./Pack
SEN117		Nasenbrille Neonaten Nasaler Druckaufnehmer mit Luer-Lock Anschluss male 1/8", Schlauchlänge 210 cm, 10 Stk./Pack
SEN118		Nasen-/Mundbrille Erwachsene Nasaler/Oraler Druckaufnehmer mit Luer-Lock Anschluss male, Schlauchlänge 60 cm, 10 Stk./Pack
SEN121		Nasenbrille (geteilt) Erwachsene Geteilte Drucküberwachungs- und Gasprobenahme-Brille (nasal), Schlauchlänge 210 cm, 10 Stk./Pack
SEN903		Nasenbrille (CO2) zur CO2 - Probenahme Erwachsene für Kapnometer, Schlauchlänge 210 cm, 10 Stk./Pack
SEN216		NONIN FlexiWrap für Fingerclip Wrap Erwachsene 25 Stk./Pack
SEN221		NONIN FlexiWrap für Fingerclip Wrap Kinder 25 Stk./Pack
SEN223		NONIN FlexiWrap für Fingerclip Wrap Neonaten 25 Stk./Pack
SEN002		Einmalelektrode N (empfohlen für EKG) Einmal-Klebeelektrode mit dezentralem Druckknopf, 25 Stk./Pack
SEN004		Klebeelektrode (empfohlen für EKG) aus hautfreundlichem Santara-mikroporösem Vliesgewebe, 50 Stk./Pack
SEN005		Einmal-Elektroden mit Anschlusskabel Nassgel und DIN-Sicherheitsstecker (1,5 mm), Kabellänge 100 cm, farbcodiert, 12 Stk./Pack
SEN1010S		Einmal-Elektroden (empfohlen für EOG, EEG) Silber-Silberchlorid, selbstklebend, Druckknopfanschluss, Durchmesser 2,5 cm, 30 Stk./Pack
SEN011		Einmal-Elektroden Silber-Silberchlorid, selbstklebend, Druckknopfanschluss, Durchmesser 3 cm, 30 Stk./Pack
SEN012		Einmal-Elektroden (empfohlen für PLM) Silber-Silberchlorid, selbstklebend, Druckknopfanschluss, 2,8 x 4,5 cm, 30 Stk./Pack
SEN020		Einmal-Elektroden mit Anschlusskabel Cleargel und DIN-Sicherheitsstecker (3-farbige Stecker) 1,5 mm, Kabellänge 60 cm, Durchmesser 2,2 cm, 15 Stk./Pack
SEN020A		Einmal-Elektroden mit Anschlusskabel Cleargel und DIN-Sicherheitsstecker (3-farbige Stecker) 1,5 mm, Kabellänge 120 cm, Durchmesser 2,2 cm, 15 Stk./Pack
SEN020B		Einmal-Elektroden mit Anschlusskabel Cleargel und DIN-Sicherheitsstecker (3-farbige Stecker), Kabellänge 160 cm, Durchmesser 2,2 cm, 15 Stk./Pack

NEU

NEU

NEU

NEU



Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbeschreibung
SEN030		Nuprep Hautreinigungscreme, 114 g pro Tube, 3 Stk./Pack
SEN032		Ten20 Elektrodenleitcreme, pastös, 112 g pro Tube, 3 Stk./Pack
SEN034		GRASS EC2 Elektrodenleitcreme, selbstklebend, pastös, 100 g pro Tube, 10 Stk./Pack
SEN545		Einmal-Sondenschutzhüllen für rektale Temperatursonde, 100 Stk./Pack
SEWP165		Ohreinsätze - Gr. S für Ohrtemperatur-Präzisionsthermistor, 10 Stk./Pack
SEWP166		Ohreinsätze - Gr. M für Ohrtemperatur-Präzisionsthermistor, 10 Stk./Pack
SEWP167		Ohreinsätze - Gr. L für Ohrtemperatur-Präzisionsthermistor, 10 Stk./Pack

NEU
NEU
NEU
NEU